

CFXシリーズ リアルタイムPCR解析システム キャンペーン

期間:2017年8月21日(月)~2017年12月22日(金)

96ウェル/2波長検出、PX1 PCR Plate Sealer付

カタログ番号:1855201J5

CFX Connect™ リアルタイムPCR解析システム PX1付



CFX Connect



PX1 PCR Plate Sealer

高いコストパフォーマンスと正確な温度制御を実現した人気のCFX Connectに、少量サンプルの蒸発を防止し、均一なリアルタイムPCRを実現するヒートシーラーをセットにして特別価格でご提供!

34%
OFF

通常価格 ¥3,500,000

キャンペーン価格

¥2,300,000

96ウェル/5波長検出

カタログ番号:1854095J1

CFX96 Touch™ Deep Well リアルタイムPCR解析システム



CFX96 Touch Deep Well

ノロウイルスの検出などで人気の5色同時測定と125 μ lまでの大容量サンプルのリアルタイムPCRに対応したCFX96 Touch Deep Wellを特別価格でご提供!

34%
OFF

通常価格 ¥3,800,000

キャンペーン価格

¥2,500,000

CFXシリーズの特長

1 光学シャトルによる正確かつ高感度な蛍光検出

光学シャトルがプレート直上をスキャンするため、ウェル間でのクロストークのない正確かつ高感度な検出を実現します。また、光源にLEDを採用しているため長寿命でメンテナンス不要です。

2 特許取得のMass-Reduceブロックによる優れた温度制御

通常のサーモブロックから30%質量を削減した特許取得のMass-Reduceブロックにより、温度均一性 $\pm 0.4^{\circ}\text{C}$ を10秒以内に達成する高い温度制御性能を実現しています。

3 バージョンアップしたソフトウェアにより、有意差検定、ANOVA分散分析も可能

CFX Maestroソフトウェアにより、CFXシリーズのコントロールとデータの取得だけでなく、実験データ分析と論文品質の解像度でグラフ作成が可能となります。

4 プレデザインされたPrimePCR アッセイ & プレートに適合

バリデーション済みの8,000種以上あるプレデザインされたアッセイプレートを使えば、遺伝子名、設定温度などをドラッグ&ドロップで簡単に登録できます。

BIO-RAD

製品仕様



| システム名称 | CFX Connect | CFX96 Touch Deep Well |
|--------------|----------------------------------|-------------------------------------|
| ベースサーマルサイクラー | C1000 相当品 | C1000 Touch |
| ウェル数 | 96ウェル | 96ウェル |
| 対応チューブプレート | Low Profile | ● |
| | Standard (High) | × |
| サンプル量 | 1~50 μ l (推奨: 10~25 μ l) | 10~125 μ l (推奨: 25~100 μ l) |
| 最大温度制御速度 | 5.0 $^{\circ}$ C / 秒 | 2.5 $^{\circ}$ C / 秒 |
| 温度グラジエント機能 | 8段階 | 8段階 |
| 温度グラジエント幅 | 1~24 $^{\circ}$ C | 1~24 $^{\circ}$ C |
| 励起光源 | 3LED | 6LED |
| 検出器 | 3フォトダイオード | 6フォトダイオード |
| 最大マルチプレックス数 | 2 | 5 |
| スタンドアロン動作 | — | ● |
| 本体画面 | — | 8.5インチカラーディスプレイ |
| 本体サイズ(W×D×H) | 33×46×36 cm | 33×46×36 cm |

*CFX Maestro ソフトウェア (Windows版) とノートPCが付属します。Mac版の解析用ソフトウェアもご用意しています。

Ordering Information

| カタログ番号 | 品名 | 通常価格 | キャンペーン価格 | 割引率 |
|-----------|---------------------------------------|------------|-------------------|-----|
| 1855201J5 | CFX Connect リアルタイムPCR解析システム PX1付 | ¥3,500,000 | ¥2,300,000 | 34% |
| 1854095J1 | CFX96 Touch Deep Well リアルタイムPCR解析システム | ¥3,800,000 | ¥2,500,000 | 34% |

関連製品

| | | | |
|------------|--------------------------------|------------|-----------|
| 1855484J1 | CFX384 Touch リアルタイムPCR解析システム | ¥6,400,000 | キャンペーン対象外 |
| 1855196J1 | CFX96 Touch リアルタイムPCR解析システム | ¥4,900,000 | |
| 12004128J1 | CFX Maestro ソフトウェア Mac版 1ライセンス | ¥50,000 | |

BIO-RAD

バイオ・ラッド ラボラトリーズ株式会社

取扱店

ライフサイエンス www.bio-rad.com
 本社 〒140-0002 東京都品川区東品川 2-2-24 TEL: 03-6361-7000
 大阪営業所 〒532-0025 大阪市淀川区新北野 1-14-11 TEL: 06-6308-6568
 福岡営業所 〒812-0013 福岡市博多区博多駅東 2-5-28 TEL: 092-475-4856
 ※学術のお問い合わせは TEL: 03-6404-0331

※価格 (税抜き)、仕様は2017年8月現在のものです。予告なく変更することがあります。
 ※本カタログに記載されている会社名、商品名は各社の商標または登録商標です。

C11330L 1708a